



5-動画情報を入力する

対象者と解析種目の設定を行います。

解析種目について

本システムでは、TUGテストに最適化された「TUGテスト」に加えて、幅広い動作の解析に対応できる「カスタム動作」という解析種目をご利用いただけます。目的の運動に合わせて種目を切り替えてください。

- **TUGテスト**：TUGテスト（Timed Up and Go Test）の撮影動画から、起立や歩行などの各動作を自動解析する種目です。操作や結果表示はTUGテスト向けに最適化されています。
- **カスタム動作**：従来の「SPLYZA Motion」と同等の機能を利用でき、TUGテスト以外のさまざまな運動や自由な動作を解析したい場合にご利用ください。

1. 対象者を設定するため、画面中段右にある「設定する」をタップします。



2. 対象者をタップします。



3. 対象者、解析種目が設定されていることを確認し、右上の「保存」をタップします。



>>  7-解析結果を見る

TUG評価の進め方

 1-TUGテストを撮影する

 2-対象者を登録する

 3-動画を選択する

 4-動画を解析する

 5-動画情報を入力する

 6-動画を再生する (TUGテスト)

 7-解析結果を見る

 8-レポートを共有・保存する

