



7-解析結果を見る

👉 画面タッチによる操作

- 2本指でピンチアウト/ピンチイン
 - 再生画面の拡大縮小
- 1本指でスワイプ（拡大時）
 - 平行移動
- 2本指でスワイプ
 - 視点変更

画面下部にTUGテストの結果が表示されます。
スクロール（横向きは横スクロール）することで、結果が閲覧できます。



テスト結果項目

▼ 所要時間

- 総時間
- 起立
- 往路
- 方向転換
- 復路
- 着座



▼ 転倒リスク評価

- 結果
 - 高リスク
 - 低リスク

※研究による転倒リスク増加の基準カットオフ値 (13.5s) と比較した結果を表示



▼ 区間別動的指標

- 全体 [時間]
- 起立 [時間]
- 往路 [時間/速度]
- 方向転換 [時間]
- 復路 [時間/速度]
- 着座 [時間]

区間別動的指標（時間、速度）				
全体		15.0	-	
	起立 4.72~6.12	1.4	-	
	往路 6.12~11.03	4.9	0.61	
	方向転換 11.03~12.48	1.5	-	
	復路 12.48~18.47	6.0	0.53	
	着座 18.47~19.75	1.3	-	

▶ 起立着座分析 体幹の姿勢制御と下肢各関節の動態を評価

>>  8-レポートを共有・保存する

TUG評価の進め方

 1-TUGテストを撮影する

 2-対象者を登録する

 3-動画を選択する

 4-動画を解析する

 5-動画情報を入力する

 6-動画を再生する（TUGテスト）

 7-解析結果を見る

 8-レポートを共有・保存する