



2-対象者を登録する

解析対象者を登録します。


1. 画面左上の「+」をタップします。



2. 対象者の情報を入力し、画面右上の「登録」をタップします。

▶ <設定する項目について>

3. 対象者の登録が完了します。対象者の登録を行ってください



>> 3-動画を選択する

TUG評価の進め方

1-TUGテストを撮影する

2-対象者を登録する

3-動画を選択する

4-動画を解析する

5-動画情報を入力する

6-動画を再生する（TUGテスト）

7-解析結果を見る

8-レポートを共有・保存する