



4-動画を解析する

動画の解析を開始する前に、解析の設定をします。


1. 画面下部の各項目を設定します。
設定が完了したら、画面右上の「完了」をタップします。

<設定する項目について>

- 動画に映っている人数について
 - 1人
 - 2人以上

*2人以上同時に解析することはできません。2人以上映っている場合は対象者を指定する操作を次のページで行います。


- 物体の長さ *物体の長さでキャリブレーションすることができます。
 - ON
 - OFF



*完了を押すと解析が開始されます。解析中はアプリを閉じないようにご注意ください。



2. 解析が完了したら画面中央の「OK」をタップします。



>>  5-動画情報を入力する

TUG評価の進め方

 1-TUGテストを撮影する

 5-動画情報を入力する

- 2-対象者を登録する
- 3-動画を選択する
- 4-動画を解析する

- 6-動画を再生する（TUGテスト）
- 7-解析結果を見る
- 8-レポートを共有・保存する