




8-レポートを共有・保存する

TUGテストの解析結果（PDF）を共有・保存できます。

1. 再生画面で画面中段右にある共有ボタンをタップします。



2. 「解析結果を保存（PDF）」をタップします。



3. iOSの共有画面が表示されます。任意の共有先、保存先を選択します。



レポートが出力されます。実際のレポートは下記の通りです。

ファイル名は「splz0001_TUG_20260128163852.pdf」[{ID}_TUG_{撮影日時}.pdf]となります。

- 1-TUGテストを撮影する
 - 2-対象者を登録する
 - 3-動画を選択する
 - 4-動画を解析する
 - 5-動画情報を入力する
 - 6-動画を再生する (TUGテスト)
 - 7-解析結果を見る
 - 8-レポートを共有・保存する