



対象者ごとの動画管理

- 動画を対象者に紐づけることで、過去データとの比較が容易になります。
- 対象者の登録後、以降の撮影動画は身長・体重等の都度の入力負荷を軽減できます（※動画への対象者設定が必要です）。
- 対象者未設定の動画が溜まっても、後からまとめて対象者を割り当てられるため、現場での撮影効率が向上します。
- 対象者登録では、「姓名」だけでなく、「ID」も登録できます。
 - 医療機関での運用においては、このID欄に「患者様のカルテ番号」をご登録いただくことで、対象者の検索性が向上し、日々の業務でよりスムーズにお使いいただけます。

目次

[機能概要](#)

[対象者を登録する](#)

[動画に対象者を設定する](#)

[対象者の情報を編集する](#)

[対象者を削除する](#)


[基本操作・各種設定](#)

機能概要

動作解析の対象となる人の情報を登録し、動画に設定することで、動画の管理を容易にする機能です。


対象者ごとに動画をまとめることができます。

対象者を登録日、IDの値でソート（並び替え）が可能です。



対象者を登録する


- 動画選択画面の上部にある「+」ボタンをタップします。



2. 対象者登録画面にて、情報を入力し、右上の登録ボタンをタップします。




3. 「未分類」リストの下に対象者が追加されます。




動画に対象者を設定する


1. 対象者を設定したい動画をタップします。



2. 動画選択後、画面右上の「対象者設定」をタップします。




3. 動画ごとに対象者を設定する場合は、該当動画の右にある「設定する」をタップします。
 選択した動画の対象者が全て同一の場合は、左上の「対象者を一括設定」をタップします。



4. 設定したい対象者を選択します。(ex. 「鴨江拓海」)




5. 右上の「保存」をタップして保存します。



対象者の情報を編集する

1. 動画選択画面にて、画面左上のアイコンをタップし、設定画面を表示します。



2. 「対象者管理」をタップします。



3. 編集したい対象者をタップします。(ex. 鴨江 拓海)



- 対象者詳細画面の右上の「編集」をタップします。



- 情報を修正して右上の「保存」をタップします。

6.



▶ 対象者選択画面にて対象者の情報を編集する方法

対象者を削除する

1. 対象者管理画面にて、削除したい対象者をタップします。



1. 右上「編集」をタップします。

