



数値データのエクスポート

解析したデータをエクスポートすることができます。


エクスポートできるデータの種類は以下の通りです。

データの種類


- 3D解析
 - BVH形式（*モーションキャプチャデータファイルフォーマット）
 - 3D座標データ（CSV）
 - 左半身
 - 右半身
 - 全身
 - 選択中の部位
 - グラフの値
 - この動画を端末に保存
- 2D解析
 - 2D座標データ（CSV）
 - 左半身
 - 右半身
 - 全身
 - 選択中の部位
 - グラフの値
 - この動画を端末に保存

エクスポート手順

1. 再生画面で画面中段右にある、エクスポートボタンをタップします。



2. エクスポートしたいデータ形式を選択します。



3. iOSの共有画面が表示されます。任意の共有先、保存先を選択してください。

