




軌跡

選択した部位の軌跡が動画上に表示（または投影）されます。



起立着座分析との連動


起立着座分析のグラフと軌跡を連動させることができます。

画面中央の「合成重心☆」と軌跡ボタンをタップすることで、「両股関節」「両膝」「両足首」「重心」の軌跡の表示/非表示を切り替えることができます。



選択可能な部位

1. 頭頂
2. 右耳/左耳 (2Dのみ)
3. 首
4. 右肩関節/左肩関節
5. 右肘/左肘
6. 右手首/左手首
7. 右親指/左親指
8. 右中指/左中指
9. 重心 (★)
10. 右股関節/左股関節
11. 右膝/左膝
12. 右足関節/左足関節
13. 右踵/左踵
14. 右つま先/左つま先




軌跡の表示時間について

動画に投影する軌跡の表示時間を変更することができます。


デフォルトでは常に表示される設定になっております。

<設定手順>


1. 画面中央下部の「軌跡の表示時間のオン/オフ」をタップして、オンにします。




2. 「軌跡の表示時間のオン/オフ」の左の表示時間をタップします。



3. 画面中央のテキストウィンドウに表示時間を入力し、右下の「設定する」を選択します。




4. 変更完了です。右上の「x」を選択し、戻ります。



5. これで軌跡の表示時間が短くなります。

<表示時間 設定なし>

<表示時間 3.0s>



基本操作・各種設定

 対象者ごとの動画管理

 解析種目の切り替え

 区間調整

 再度解析する

 軌跡

 スロー再生

 フレームレートの設定

 部位や体の線の配色の設定

 端末情報・アカウント情報を取得する ...