



部位や体の線の配色の設定

各部位や体の線にはあらかじめ色が割り当てられており、グラフや軌跡の表示色に反映されます。

これらの配色は、以下の手順で変更可能です。


1. 画面右上の設定ボタン（）をタップします。




2. 「部位の色の変更」をタップします。



3. 変更したい部位、体の線をタップします。（ex. 左親指）




4. 変更したい色を選択し、右上の「変更」をタップします。(ex. 黄色)




*脊椎の色を変更したい場合

3. 画面右上の「脊椎」をタップします。



4. 脊椎が腰椎のうち、変更したい部位をタップして色を選択し、右上の「変更」をタップします。(ex. 胸椎を緑色に変更)



基本操作・各種設定

対象者ごとの動画管理

解析種目の切り替え

区間調整

再度解析する

軌跡

スロー再生

フレームレートの設定

部位や体の線の配色の設定

端末IDを取得する

